


Bondingproducten

... to bond whatever you want




Sebond Smart

Indicaties:

- Betrouwbare metaalbonder
- Uitstekende hechting: Kunststof/composiet met metaal
- Chemische adhesie bij composietveneers

Voordelen:

- Zeer hoge hechtwaarden
- Geen extra lichtpolymerisatie nodig
- Neutrale geur
- Geschikt voor alle gangbare metalen en composietssystemen
- Uitstekende en duurzame hechting
- Hoge compatibiliteit



Sebond Smart 5 ml
art.-nr. 640066


Sebond Pink / Sebond Dentin

Indicaties:

- Bondopaker met metaalprimer in één
- Voor het dekkend opakeren van zadels, retenties en klammers

Voordelen:

- Metaalprimer geïntegreerd - geen extra metaalprimer meer nodig
- Uitstekende dekking en sterke hechting
- Monomeer bestendig - geen slierten in de kunststof en vetvrij acryl
- Zeer geschikt voor frametechniek en langdurig resultaat
- Zichtbare klammers verdwijnen door de juiste opaker dentine kleur (A3, A4, B1, C3, D2)
- Kleuren zijn onderling mengbaar
- Verkrijgbaar in licht en donker roze



Sebond Dentin:

- A3 2g art.-nr. 644094
- A4 2g art.-nr. 644095
- B1 2g art.-nr. 644096
- C3 2g art.-nr. 644098
- D2 2g art.-nr. 644099

Sebond Pink:

- licht 5g art.nr. 644090
- donker 5g art.nr.644091


Sebond Implant / Alphaslink Implant

Indicaties:

- Bevestigen van restauraties op implantaatabutments op titaanbasis
- Gebruik Sebond Implant én Alphaslink Implant voor een sterke hechting van supraconstructies en abutments

Voordelen:

- Speciaal ontwikkeld voor hechting aan zirkonium, daarom zeer betrouwbaar
- Intraorale toepassing = snelle verharding
- Toepassing op model = langere verwerkbaarheid
- Sterke hechtwaarden



Alphaslink Implant 2 x 4g art.-nr. 640076



Sebond Implant 5 ml

Zirkoonabutment
verlijmd op
titaanbasis

